

Simulador equino completo para parto con distocia - Tamaño real

PRODUCT NUMBER: 4272



DESCRIPTION:

El simulador equino completo para parto con distocia es una herramienta educativa indispensable para la práctica con seguridad de las complicaciones posibles en el parto de potros, incluida la distocia.

SKILLS:

- Parto de potros con distocia
- Palpación rectal
- Inyección intramuscular en cuello
- Intubación nasogástrica
- Venopunción en cuello
- Inseminación artificial y teriogenología (con módulo opcional, se vende por separado).

CASES AND PATHOLOGIES:

PARTO CON DISTOCIA:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Los alumnos ganarán confianza y se familiarizarán con el posicionamiento y la palpación del potro. Tamaño del potro de parto de 34 kg.
- Palpación rectal
- Piel duradera, flexible y fácil de limpiar.
- Compatible con el set de útero equino para kit de actualización de entrenamiento de inseminación artificial y palpación de ovarios multietapa
- De tamaño realista y estéticamente agradable

CHARACTERISTICS:

GENERAL:

- Modelado como un Quarter Horse estándar de 15 manos
- Construcción de acero reforzado con epoxi/fibra de vidrio con componentes resistentes al agua para facilitar la limpieza
- 1,36 m en el hombro y 2,44 m de la nariz a la cola. El punto más ancho es de 0,8 m
- Sistema de soporte de cama de aire inflable para potros
- Bolsa uterina de vinilo transparente
- Panel de perineo de parto suave y duradero
- Réplica de pelvis
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica, lazo para la cabeza y alfombrilla de aterrizaje
- El color estándar del potro es marrón

MODELO DE INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA Y VENIPUNCIÓN (cabeza instalada):

- La Intubación Nasogástrica Equina y Venopunción de Cuello/inyección de inyección intramuscular es desmontable del cuerpo del equino y puede utilizarse como unidad independiente.
- Venopunción yugular con venas palpables que pueden soportar múltiples punciones (aguja de calibre 20 ó 22 recomendada para simulación)
- Tubo venoso de látex fácilmente reemplazable que puede soportar múltiples punciones; incluye 5 juegos de venas
- Sistema mecánico de presurización que permite una presión positiva para la extracción de sangre
- Recubrimiento de piel con crin de larga duración, fácilmente extraíble, lavable y reemplazable – Sitio IM que puede soportar múltiples pinchazos y aceptar inyecciones de fluidos
- Cabeza de silicona blanda con orejas flexibles y anatomía bien representada que ilustra los puntos de inyección facial y acepta una brida
- Soporte rodante, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados

INCLUDE:

- Simulador de caballo para parto con tamaño natural
- Potro
- Panel de perineo
- Bolsa uterina

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Extractor fetal acolchado con cadena obstétrica, lazo para la cabeza
- Alfombrilla de aterrizaje para el potro

ADDITIONAL MODULES:

BASE CON RUEDAS (se vende por separado):

- Accesorio para añadir ruedas al modelo, facilitando su desplazamiento y transporte.

SET DE ÚTEROS Y CANAL PARA TERIOGENOLOGÍA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (se vende por separado):

- Las técnicas de Inseminación Artificial pueden practicarse con la compra del Panel de Palpación con Set de Útero Equino Teriogenológico.
- El set de útero equino incluye ovarios intercambiables.

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Panel Perineo de Parto
- Panel de palpación y set de útero equino
- Cola Estándar
- Bolsa Uterina
- Potro
- Venas
- Sangre
- Piel del cuello

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>