

ENTRENADOR DE VIA AÉREA EN ADULTOS - LARRY

PRODUCT NUMBER: 2732



DESCRIPTION:

Una entrenador de vía aérea en adultos creado por profesionales. Simula un paciente no anestesiado con anatomía y puntos de referencia realistas.

Ideal para practicar la intubación oral, digital y nasal, las técnicas de succión y el inflado adecuado del manguito. Adecuado tanto para clases introductorias como para estudiantes avanzados.

SKILLS:

- Manejo de la vía aérea
- Intubación nasal, oral y digital
- Uso de dispositivos supraglóticos y adjuntos
- Uso de vídeo-laringoscopio
- Succión gástrica
- Palpación de pulso carotideo
- Realización de maniobra de Sellick
- Realización de maniobra de empuje de mandíbula

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



CHARACTERISTICS:

GENERAL:

- Aprenda la intubación oral, digital y nasal correcta, así como la inserción de E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube® y King System
- Permite practicar las técnicas correctas de succión e inflado del manguito
- Técnica realista de empuje de la mandíbula e instrucciones de maniobra de Sellick.
- Pulmones bifurcados
- Incluye una garantía de 5 años.

ANATOMÍA COMPLETA:

- Diente
- Lengua
- Faringe oral y nasal
- Laringe
- Epiglotis
- Aritenoides
- Cuerdas falsas
- Cuerdas vocales verdaderas
- Tráquea
- Pulmones
- Esófago
- Estómago

INCLUDE:

- Cabeza para manejo de la vía aérea Larry
- Base de soporte
- Lubricante
- Bolsa de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>