

Maniquí geriátrico masc/fem de cuerpo completo para enfermería - GERVASI

PRODUCT NUMBER: 4486

DESCRIPTION:

Este maniquí de cuerpo completo está diseñado para replicar las características fisiológicas de pacientes anciano, lo que lo hace ideal para el entrenamiento en habilidades clínicas de enfermería.

El conjunto incluye un simulador geriátrico de cuerpo completo, un simulador de presión arterial no invasivo y más, permitiendo al personal de enfermería comprender y cuidar mejor a los pacientes ancianos.

SKILLS:

- Cuidado e higiene del cabello y rostro
- Cuidado oral y de las vías respiratorias
- Traqueostomía
- Alimentación forzada y lavado gástrico
- Técnicas de inyección e infusión
- Inyección intramuscular
- Inyección subcutánea
- Sondaje vesical masculino y femenino (sexo intercambiable)
- Examen prostático
- Cuidado y drenaje de estomas y colostomías
- Observación y comparación de pliegues cutáneos y bultos cancerosos
- Cuidados y curas de úlceras por presión
- Terapia de frío y calor
- Movilización de pacientes encamados
- Medición de presión arterial

CHARACTERISTICS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

GENERAL:

- Dimensiones: 127 x 48 x 24 cm
- Peso: 20 kg aprox.

MOVIMIENTO ARTICULAR Y REALISMO:

- Movimientos articulares realistas simulando rigidez articular.
- El tronco puede inclinarse hacia adelante y sentarse en una silla de ruedas.
- Tronco: rotación, flexión, extensión.
- Cuello: rotación, flexión, extensión, flexión lateral.
- Hombros y caderas: aducción, abducción, rotación, flexión, extensión.
- Codos: pronación, supinación.
- Rodillas: pronación, supinación.
- Muñecas: pronación, flexión, extensión, hiperextensión, flexión.
- Tobillos: inversión, eversión, aducción, abducción.

INYECCIONES Y CUIDADO DE HERIDAS:

- Punción venosa en el brazo, inyección e infusión (con sangre simulada).
- Inyección subcutánea en el deltoides.
- Inyección intramuscular en el muslo lateral.
- Punción de médula ósea torácica y punción lumbar.
- Inyección en el músculo glúteo.
- Comparación de bultos cancerosos.
- Comparación de pliegues cutáneos.
- Lavado de cuerpo completo, vestirse y desvestirse.
- Terapia de frío y calor.

SONDAJE VESICAL, ENEMA Y ESTOMAS:

- Administración de enemas.
- Cateterismo masculino y femenino.
- Irrigación de vejiga masculina y femenina.
- Examen de próstata masculino (con prepucio).
- Drenaje de estoma y cuidado de colostomía.
- Simulación de úlceras por presión en área sacra.

CUIDADO ORAL Y DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS:

- Cuidado oral y mantenimiento de dentaduras.
- Intubación nasal y oral con auscultación para confirmar la colocación del tubo.
- Cuidado de traqueostomía.
- Técnicas de succión.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Terapia de oxígeno.
- Alimentación nasogástrica.
- Lavado gástrico.

CUIDADOS DE LA CABEZA Y EL ROSTRO:

- Lavado de cabello y rostro.
- Observación de pupilas: normales, dilatadas y contraídas para fácil comparación.
- Limpieza y aplicación de medicamentos en ojos y oídos.
- Inserción y remoción de audífonos.

INCLUDE:

- Simulador geriátrico masculino/femenino
- Inserto genital masculino
- Inserto genital femenino

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>