


Simulador de lechón para extracción de sangre y manejo/sujeción

PRODUCT NUMBER: 4507



DESCRIPTION:

El simulador de lechón para extracción de sangre y manejo/sujecion es un excelente puente para que los estudiantes de veterinaria practiquen habilidades clínicas esenciales en un entorno controlado mientras abordan los requisitos únicos asociados con el cuidado de pequeños animales.

Diseñado pensando en la precisión y la funcionalidad, el simulador de inmovilización y extracción de sangre de lechón es realista tanto en tamaño como en conformación. El modelo está equipado con una réplica de esqueleto articulado de acero que permite colocarlo en una variedad de posiciones para que los estudiantes adquieran la confianza necesaria para realizar diferentes posiciones de sujeción y extracciones de sangre en un entorno controlado, aumentando la competencia clínica y ayudando a proteger al animal.

SKILLS:

- Inmovilización y sujeción
- Inyección y extracción de sangre en vena yugular

CHARACTERISTICS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



GENERAL:

- El esqueleto articulado permite a los alumnos practicar varias posiciones de inmovilización y sujeción.

Inyección y extracción de sangre

- Anatómicamente correcto para exponer y localizar el surco yugular para la inyección y la extracción de sangre
- Los alumnos pueden identificar de sangre e inyecciones.
- Esqueleto de acero articulado para movimientos realistas
- Puntos de referencia anatómicamente correctos
- Puntos de inyección y de extracción de sangre yugular
- Fuente de sangre simulada contenida en la cavidad corporal para facilitar su uso
- Fabricado en silicona de alta calidad fácil de limpiar
- Pezuñas duraderas

INCLUDE:

- Simulador de lechón

ADDITIONAL MODULES:

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Venas yugulares
- Sangre simulada
- Cobertura yugular

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Spain

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>