

# BLOOD PRESSURE READING SKILLS ? OMNI1

Nº DE PRODUCTO: 1174



## DESCRIPCION:

Blood Pressure Training System incluye un brazo izquierdo adulto de tamaño normal que también se puede conectar a cualquier maniquí Gaumard® adulto. Se trata de una herramienta de formación versátil, diseñada para ayudar a los profesionales de la salud a enseñar los procesos y las habilidades necesarias para realizar procedimientos y técnicas de auscultación de la presión arterial.

## HABILIDADES:

- Palpation
- Cuff placement
- Cuff deflation
- Manual pressurization
- Auscultation of Korotkoff's sounds
- Korotkoff's sound gap detection
- Palpation of radial pulses
- Blood pressure reading

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Professional-to-patient communication

## CARACTERÍSTICAS:

**FEATURES:** Full size left arm that may also be attached to Gaumard® manikin Programmable, palpable radial pulse when cuff pressure is less than the selected systolic blood pressure Korotkoff sounds K1 through K4 (K5 is silence) audible between systolic and diastolic pressures Korotkoff sounds automatically silenced if auscultation gap is selected Korotkoff sounds automatically adjusted depending upon selected heart rate and the rate of cuff deflation Conventional stethoscope to auscultate Korotkoff sounds in the antecubital area Programmable Blood Pressure Auscultation Tutor Adjustable systolic and diastolic pressures Adjustable auscultation gap Adjustable pulse rate

**OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET (sold separately):** Play Korotkoff sounds through volume controlled speakers while auscultating with the stethoscope Incorporate collaborative learning by playing the Korotkoff sounds for numerous students simultaneously

## INCLUYE:

- 1 brazo adulto de tamaño completo
- 1 esfigmomanómetro aneroide
- 1 manguito adaptado
- 1 controlador omni
- 1 bolsa de transporte suave
- 1 Adaptador de CA de suministro de energía (100 - 240VAC)
- 1 Manual de instrucciones

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05 / (+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>