

# PERNA DE INJEÇÃO PEDIÁTRICA - 1 ANO

Nº DE PRODUTO: 1169



## DESCRIÇÃO:

A perna Mike® e Michelle® Intraóssea simula a de uma criança média de 1 ano de idade. A perna é ligada a uma meia secção de um tronco inferior. Um osso tibial substituível encontra-se sob uma pele externa lisa, e é moldado com marcos anatómicos para ensinar o acesso intra-ósseo e a infusão. Um par de veias/artérias femorais e um local de injeção intramuscular estão incluídos.

## HABILIDADES:

- Acesso intra-ósseo
- Infusão de medicamentos/exercícios de fluidos
- Exercícios de recolha de sangue
- Injeção intramuscular
- IV exercícios de treino

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Realista como agulha penetra no córtex e entra na medula óssea

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Tuel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Dezasseis (16) ossos da tíbia intercambiáveis e realistas
- Retorno do sangue após a entrada bem sucedida
- Infusão de fluidos/medicações
- Peles e veias facilmente substituíveis que resistem a múltiplos palitos de agulha
- Montado sobre base Lucite® fumada e fornecido com saco e suporte de sangue, concentrado de sangue sintético, lâmpada de espremer, e pele das pernas sobressalente

## INCLUI:

- 1 perna IO com suporte
- 16 ossos da tíbia intercambiáveis ??
- 1 saco de sangue
- 1 Squeeze bulbo
- 1 perna Spare pele
- 1 Funil
- 1 concentrado de sangue
- 1 macia bolsa de transporte
- 1 Instruções Manual

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>