

Simulador de transferencia de embriones - TransferSim

Nº DE PRODUTO: 2896



DESCRIÇÃO:

El simulador para el procedimiento de transferencia de embriones con interfaz fácil de usar, rápida y eficaz. Permite la visualización en tiempo real del procedimiento mediante un monitor de ecografía simulado.

HABILIDADES:

- Mejorar el razonamiento clínico del alumno/a.
- Establecer un embarazo mediante un catéter suave y fino.
- Transferencia eficaz de embriones guiada por ecografía.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CASOS E PATOLOGIAS:

ESCENARIOS DISPONIBLES:

- 10 casos clínicos reales
- Variedad de pacientes
- Distintas dificultades

CARACTERÍSTICAS:

GENERALES:

- Dimensiones: 102 x 57 x 60 cm
- El simulador de transferencia incluye imágenes ecográficas reales.
- Permite al usuario añadir casos clínicos propios gracias al editor de fácil manejo incluido en el software.

MONITORIZACIÓN ECOGRÁFICA:

- El uso de dispositivos reales como catéteres de transferencia de embriones internos y externos para una experiencia de simulación de 360 grados.
- Ciclo de FIV.
- Permite practica la colocación correcta de los embriones, cerca del centro de la cavidad endometrial, con un traumatismo y una manipulación mínimos.
- El usuario puede modificar la geometría del canal cervical sobre la marcha a través del software.

INCLUI:

- Torso inferior femenino anatómicamente preciso y unidad de base
- Inserto abdominal sensorizado
- Inserto sensorizado Transfersim
- Sonda convexa simulada
- Jeringa
- Espéculo
- Luz portátil
- Catéter de transferencia de embriones real

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Ordenador portátil con software TransferSim preinstalado (10 casos clínicos reales)
- Monitor LCD de 21,5".
- Caja de transporte blanda
- Manual de usuario
- Soporte de instalación y formación a distancia
- Actualizaciones y mejoras de software gratuitas de por vida
- 1 año de garantía



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>