

# AirSim

Nº DE PRODUTO: 1095



## DESCRIÇÃO:

O TruCorp AirSim® inclui a via respiratória AirSim® de construção única para *feedback* realista durante os procedimentos de gestão das vias respiratórias. Visual e anatomicamente corretas, a cavidade nasal e as vias respiratórias incluem importantes pontos de referência internos para formação em intubação nasotraqueal e exame de fibra ótica dirigido nasalmente.

## HABILIDADES:

- Agulha e cricotiroidotomia cirúrgica
- Traqueostomia percutânea
- Broncoscopia diagnóstica
- Técnicas de sucção pulmonar
- Técnicas de isolamento pulmonar usando tubos endobrônquicos esquerdo e direito e bloqueadores brônquicos

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Dupla intubação naso-traqueal
- Máscara bolsa-válvula (BV)

## CARACTERÍSTICAS:

- AirSim é certificado para praticar mais de 20.000 ciclos de entubação sem falhas
- Cavidade nasal anatomicamente correcta que permite definir claramente pontos de referência importantes, tais como as turbinas
- Nova construção de pescoço que permite a fixação do manequim em varias posições
- Lâmpada de língua insuflável para criar um edema de língua que proporciona uma variação durante o treino
- Feedback do utilizador através da visualização da inflação do estômago e da expansão pulmonar
- Duas opções de vias aéreas difíceis estão disponíveis (se necessário)
- Pode ser actualizado para um AirSim Bronchi para técnicas de treino de broncoscopia
- Entregue pronto a usar numa mala de transporte durável para fácil transporte e armazenamento seguro

## INCLUI:

- 1 Airsim (montado e pronto para uso)
- TruCorp carry caso
- 1 USB pen drive contendo o manual do usuário do produto
- 1 garrafa de TruCorp lubrificação (100 ml)

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>