

Entrenador para episiotomía y reparación de laceración perineal

Nº DE PRODUCTO: 4321



DESCRIÇÃO:

Este entrenador para episiotomía y reparación de laceración perineal representa una vulva femenina con clítoris, labios, orificio uretral, orificio vaginal, ano, perineo y músculos del ano. Está fabricada con silicona resistente que permite suturarlo múltiples veces.

HABILIDADES:

- Episiotomía media
- Reparación de laceraciones vaginales
- Reparación de laceraciones labiales

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Tuel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Representa una vulva femenina con clítoris, labios, orificio uretral, orificio vaginal, ano, perineo y músculos
- El simulador viene incluido en una base ajustable en inclinación para colocar la vulva en una posición natural para realizar el procedimiento.
- Es posible adquirir de forma separada los pads de sutura.
- Dimensiones: 20 x 14 cm
- Peso: 0.7kg aprox.

INCLUI:

- Simulador de episiotomía con base inclinable

MODULOS ADICIONAIS:

- Repuesto de inserto para episiotomía (3 ud) - Ref. 4322

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>