

SIMULADOR DE PUNÇÃO LOMBAR PEDIÁTRICA

Nº DE PRODUTO: 2211



DESCRIÇÃO:

Os bebés usualmente requerem uma punção lombar como procedimento diagnóstico utilizado para recolher uma amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR), para medir a pressão do líquido cefalorraquidiano ou para injetar medicamentos por via intratecal.

HABILIDADES:

- Recolha de uma amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR)
- Palpação dos pontos de referência lombares
- Medição da pressão do líquido cefalorraquidiano
- Injecções intratecais

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- O Simulador de punção lombar pediátrica representa um bebé de 10-12 meses de idade colocado numa posição de decúbito lateral esquerdo com o pescoço e os joelhos exteriores, aproximando-se da posição fetal necessária.
- A crista ilíaca incorporada oferece um realismo excepcional, enquanto a coluna vertebral, o canal espinal e a almofada de pele amovíveis tornam o treino simples e sem complicações.
- A punção lombar pode ser efectuada nos espaços L3-L4, L4-L5 ou L5-S1.
- O local correto pode ser localizado através da palpação da crista ilíaca e da coluna vertebral.
- Sentir-se-á uma pequena resistência; à medida que a agulha espinal é avançada lentamente para o espaço adequado.
- O fluido fluirá quando a agulha estiver na posição correcta.
- Os alunos apreciarão a oportunidade de praticar este procedimento delicado, mas frequentemente efectuado, num simulador apelativo e anatomicamente preciso.

DESTAQUES:

- Anatomicamente correto e palpável
- Posicionamento correto do corpo
- Almofada lombar fácil de substituir
- Resistência realista
- Simulação de saída de líquido cefalorraquidiano com punção bem sucedida
- O Simulador de Punção Lombar Pediátrica é fornecido ligado a uma prancha para estabilidade durante a prática. O bebé mede 48 x 18 x 15 cm e a prancha mede 50 x 30 cm.

INCLUI:

- 1 Infant punção lombar simulador
- 1 IV saco com tubagem
- 1 bebé em pó
- 1 duro bolsa de transporte
- 1 Instruções Manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>