


# CABEÇA DE RECÉM-NASCIDO PARA TREINO DE ULTRA-SONS - AVANÇAR

Nº DE PRODUTO: 2746



## DESCRIÇÃO:

O fantasma é concebido com base numa cabeça recém-nascida média e é feito a partir de tecidos realistas que imitam materiais adequados para a imagem ultra-sónica.

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Fantasma Anatomicamente Correcto da Nova Cabeça Nascida para treino de diagnóstico por imagem médica.
- O Fantasma é concebido com base numa cabeça recém-nascida média e é feito de materiais realistas de imitação de tecido adequados para a imagiologia por ultra-sons.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



- O fantasma; consiste nos seguintes componentes:

- Cérebro Realista
- Corpus Callosum
- Falx
- Ventriculos cerebrais
- Septum pellucidum
- Caudate
- Putamen
- Thalamus
- Plexo de Coroides
- Cerebellum & Pons

## INCLUI:

- 1 cabeça fantasma recém-nascida compatível com ultra-som
- 1 Caixa

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>