

# Grande ferida de bala

Nº DE PRODUTO: 3786



## DESCRIÇÃO:

Ferida simulada ultra-realista para caracterização de pacientes e criação de cenários simulados melhorados.

Colocar estas grandes feridas de impacto de bala directamente sobre um manequim, simulador ou paciente normalizado para praticar o diagnóstico adequado de feridas, técnicas de limpeza e curativos. Feridas pré-fabricadas e duráveis.

## HABILIDADES:

- Desinfecção e tratamento de feridas
- Cuidados aos doentes
- Simulação realista de cenários traumáticos
- Aplicação de ligaduras
- Controlo da hemorragia
- Prática de sutura

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



- Concebidas e feitas com os mesmos materiais, técnicas de fabrico e qualidade utilizadas nos filmes principais, estas feridas são extremamente detalhadas, incluindo densidade do tecido, texturas subtis da pele, cor, degradação do tecido e cabelo fino.
- As nossas feridas adesivas são feitas de silicone de alta qualidade, rápidas e práticas, e muito realistas.
- Resistente a salpicos e lavável
- Reutilizável muitas vezes
- Lavável com água quente
- Adicionar sangue, pus, fx maquilhagem, sujidade e fuligem sempre que necessário.
- Após limpeza e secagem, colocar as feridas novamente sobre a folha de plástico, guardar num local escuro e fresco.
- Sem látex
- Rápido e fácil de usar

## INCLUI:

- 1 Pacote de Bala Adesiva de Impacto Ultra-Realista de Grande Porte
- Manual de Instruções

## MODULOS ADICIONAIS:

### **MÓDULOS ADICIONAIS (vendidos separadamente):**

- SIMTEARS &#8211; Lágrimas simuladas para pensos de Moulage (100mL)
- SIMDIRT &#8211; Sujeira simulada para o curativo de feridas (1 saco)
- SIMSHRAPNELS &#8211; Simulação de estilhaços para curativos de feridas (1 saco)
- SIMAGGOTS &#8211; Larvas simuladas para curativos de feridas infectadas (1 saco)
- SIMGLASS &#8211; Cacos de vidro simulados para curativos de feridas (1 bolsa)
- BRUISE GEL &#8211; Azul, Vermelho, Amarelo ou Púrpura (30mL)
- FX SILICON &#8211; Kit de reparação de feridas simuladas (2 peças)
- FX GEL &#8211; Adesivo hipoalergénico cutâneo

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>