

PALPAÇÃO EQUINA E SIMULADOR DE CÓLICAS

Nº DE PRODUTO: 2483



DESCRIÇÃO:

Este simulador, modelado como um Quarter Horse padrão de 15 mãos, é perfeito para o ensino de técnicas de palpação e exploração em estudantes de veterinária.

Inclui também a venipunção equina e o pescoço intramuscular do equídeo para prolongar o treino

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Modelado como um cavalo padrão de 15 quartos de mão
- Construção em epóxi/fibra de vidro reforçada com componentes resistentes à água para facilitar a limpeza
- 1,5m no ombro e 2,25m do nariz à cauda. O ponto mais largo é 0,6m

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- 5 secções de látex insuflável GI Tract. Cólon ventral direito e esquerdo, cólon dorsal direito e esquerdo, e ceco. Secção de 3m de intestino delgado com montagem
- Baço e rim esquerdo ligados com o ligamento renoplénico. Aorta palpável capaz de simular um pulso
- Útero mole palpável com colo do útero, uretra e ligamento largo
- 3 conjuntos de ovários permutáveis; cio, cio e cio com folículos
- Função abdominocentese com almofada substituível; reservatório de fluidos e linea palpável
- Vem padrão em preto
- Marcações personalizadas disponíveis a pedido
- Cauda artificial, removível
- Pannel de perineum macio e durável
- Réplica da pélvis de poliuretano
- Rectum de vinil insuflável
- Base de plástico reciclado

VENIPUNCTURA DO PESCOÇO E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR:

- Venipuntura jugular com veias palpáveis
- Tubo de latex facilmente substituível que pode suportar múltiplas perfurações; inclui 5 conjuntos de veias
- O sistema mecânico permite a pressurização das veias
- Alimentação por gravidade, não é necessária bomba
- Cobertura de couro de longa duração, facilmente removível, lavável e substituível com crina
- Sítio IM que pode suportar múltiplas perfurações e aceitar injeções de fluidos
- Cabeça de silicone macia com orelhas flexíveis e anatomia bem rendida ilustra locais de injeção facial e aceita uma cabeçada
- Suporte rolante, ajustável para altura, inclinação rostral, e rotação de 90 graus

INCLUI:

- 1 simulador equino de tamanho completo
- 3 Conjuntos de ovários intercambiáveis
- 1 Útero mole palpável com colo do útero
- 1 Tracto gastrointestinal insuflável
- 1 Baço e rim esquerdo
- 1 Suporte rolante
- 1 perna removível (instalada)
- 1 Manual de instruções

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>