

# Cobertura facial homem - ETHEL SIMMONS

Nº DE PRODUTO: 1974



## DESCRIÇÃO:

O rosto de silicone mais realista e prático para transformar o seu simulador de paciente para um treino de simulação mais envolvente.

São concebidos para caber na maioria dos manequins; este rosto em particular caberá melhor na Ana de Enfermagem Laerdal.

## CARACTERÍSTICAS:

### HISTÓRIA:

- Ethel vive sozinha, uma mulher idosa que sofre de Alzheimer precoce.
- Ela entra e sai do hospital há já vários anos e todos a conhecem.

### GERAL:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- Criada com um Silicone muito macio e durável.
- As características podem ser ligeiramente diferentes das mostradas nas fotografias.

#### **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

- As nossas sobreposições têm uma cinta conveniente com velcro na parte de trás, por isso colocar a cara no manequim é muito fácil.
- Não é necessário puxar sobre a cabeça do manequim. É também menos claustrofóbico para SP.

#### **INCLUI:**

- 1 manequim rosto sobreposição
- 1 instruções de cuidado

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>