

Cobertura facial feminina - MARY

Nº DE PRODUTO: 1966



DESCRIÇÃO:

O rosto de silicone mais realista e prático para transformar o seu simulador de paciente para um treino de simulação mais envolvente.

São concebidos para caber na maioria dos manequins; este rosto em particular caberá melhor no Laerdal Sim Man.

CARACTERÍSTICAS:

HISTÓRIA:

- Maria está grávida de 35 semanas do seu primeiro bebé.
- Ela tem de permanecer no hospital durante as últimas semanas devido a complicações graves.
- Ela tem edema no rosto e pigmentação da gravidez.

GERAL:

- Criado com um Silicone muito macio e durável.
- Maria tem olhos fechados com pestanas.
- O seu rosto está ligeiramente inchado e manchado com pigmento.
- Os seus longos cílios são bonitos quando os olhos dos manequins estão abertos.
- As características podem ser ligeiramente diferentes das mostradas nas fotografias.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- As nossas sobreposições têm uma cinta conveniente com velcro na parte de trás, por isso é muito fácil colocar o rosto no manequim.
- Não é necessário puxar sobre a cabeça do manequim. É também menos claustrofóbico para SP.

INCLUI:

- 1 Manikin face overlay woman
- 1 Care Instructions

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>