

# Simulador de Pericardiocentese

Nº DE PRODUTO: 2296



## DESCRIÇÃO:

O Simulador de Pericardiocentese foi concebido especificamente para ensinar as competências necessárias para realizar corretamente este procedimento difícil, bem como a manutenção contínua do tubo torácico e a gestão de traumatismos torácicos pré-hospitalares.

## HABILIDADES:

- Colocação e manutenção cirúrgica do tubo torácico
- Treino de competências em procedimentos de pericardiocentese
- Tratamento completo do trauma pré-hospitalar
- Descompressão por agulha de pneumotórax pressurizado

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- O simulador tem um local para pneumotórax de tensão pressurizado e um local para a colocação cirúrgica de um tubo torácico funcional.;
- A cor, o volume e a viscosidade do fluido podem ser controlados pelo instrutor.
- O manequim pode ser utilizado com qualquer unidade de drenagem de vedação de água fechada disponível no mercado.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- A pericardiocentese pode ser efectuada no espaço subxifóide esquerdo e no quinto espaço intercoastal esquerdo.
- A colocação exacta da agulha permitirá a retirada de líquido do pericárdio simulado.

## INCLUI:

- Simulador de pericardiocentese
- 1 Pericárdio simulado
- 1 Saco reservatório de fluido
- 1 Bomba de pé
- Almofadas de pele cirúrgicas
- Almofadas cirúrgicas subcutâneas
- Almofadas de treino para enfermeiros
- Almofadas de pneumotórax
- Concentrado de sangue simulado
- 1 mala de transporte rígida

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>