


# SIMULADOR DE LIGADURAS CIRÚRGICAS

Nº DE PRODUTO: 1462



## DESCRIÇÃO:

Um doente prontamente disponível com 14 feridas cirúrgicas, incluindo uma Fenda Médio-Esternal com dois drenos simulados, uma Úlcera de Decúbito Sacral - Fase 2 e um Coto de Amputação de Perna.

## CASOS E PATOLOGIAS:

- Fenda médio-esternal com agrafos
- Toracotomia
- Nefrectomia
- Laparotomia
- Histerectomia abdominal
- Coto de amputação.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



## CARACTERÍSTICAS:

- Dimensões: 74 x 43 x 20 cm
- A pele também foi reformulada para ficar mais seca, permitindo uma melhor aderência das ligaduras.
- O fecho das feridas é feito com agrafos cirúrgicos para a divisão médio-esternal, toracotomia, nefrectomia, laparotomia, histerectomia abdominal e coto de amputação.
- Os agrafos e as suturas não podem ser removidos.
- Ideal para ensinar competências de gestão de feridas, mudanças de pensos e técnicas de ligaduras.
- Este simulador é exatamente como um doente real, exceto que o simulador permanece imóvel, nunca se queixa e apresenta feridas que não sangram e fechos que não se rasgam.
- Os estudantes podem praticar convenientemente técnicas de gestão de feridas, limpeza e mudanças de pensos.
- Foram utilizadas formulações especiais de vinil para criar o aspeto e a sensação mais realistas possíveis.
- A pele flexível, cor de carne, reage realisticamente a adesivos e a todos os tipos de procedimentos de ligaduras.

## INCLUI:

- 1 Simulador de ligaduras cirúrgicas
- 1 mala de transporte rígida
- Manual de instruções

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>