

SUPER CHLOE Simulador avanzado de cuidados de enfermería OMNI2

Nº DE PRODUCTO: 1258



DESCRIÇÃO:

Super Chloe™ is an adult manikin designed for training general nursing clinical skills, including IV training, CPR, heart/lung auscultation, blood pressure reading, ostomy care, catheterization, GYN exam, and more.

HABILIDADES:

SKILLS:

- CPR training and ventilation skills
- IV training and IM injection
- Patient care and oral higiene

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Bathing and bandaging
- Enema administration
- NG and OG tube feeding and gastric suction
- Cardiac and pulmonar auscultation
- Blood pressure measurement
- Stoma care
- Gynecological and breast examination

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Paciente de cuerpo completo, tamaño adulto
- Conectividad inalámbrica OMNI® 2 incorporada
- Cuenta con tecnología patentada Virtual Instruments®
- Los párpados se pueden abrir o cerrar; una pupila está dilatada
- Dentaduras postizas superior e inferior para higiene bucal
- Admite la alimentación por sonda nasogástrica y OG y la succión gástrica
- Rostro, manos, pies, dedos de manos y pies suaves y realistas
- El canal auditivo simulado admite gotas y entrenamiento de irrigación
- Pulsos palpables: carotídeo (bulbo apretado) y radial (automático)
- Articulación articular: cabeza, mandíbula, hombros, rodillas, tobillos
- Órganos masculinos y femeninos intercambiables
- Pasaje uretral y vejiga realistas para ejercicios de cateterismo
- Apoya las posiciones supina y sentada
- Cabello realista para entrenar ejercicios de cuidado del cabello y drapeado quirúrgico
- Pie ulcerado
- Úlceras de decúbito intercambiables en la región de los glúteos
- Vía respiratoria anatómicamente precisa que incluye lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago
- Admite la colocación de un tubo de traqueotomía
- Presenta bronquios y pulmones realistas
- Permite la colocación de tubos nasales y orales utilizando dispositivos estándar

INCLUI:

- Super Chloe patient simulator
- OMNI2 Wireless controller
- Interchangeable breast modules pack
- Gynecologic modules pack
- VS100 Stethoscope
- Power supply

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Instructions manual

MODULOS ADICIONAIS:

ARTERIAL AND VENOUS TRAINING ARM (option):

- A micropump delivers automatically generated arterial pulses at the radial and brachial sites and controls arterial blood flow by allowing variable heart rate and pulse strength.
- Interchangeable arterial and venous inserts within the forearm allow the creation of arteriovenous (AV) fistulas and for the placement of AV grafts, while a simulated healed fistula insert provides a platform on which hemodialysis exercises can be performed.
- An additional multi-layer insert in the bicep area can be used for incision and suture training exercises.

VIRTUAL PATIENT MONITOR (option):

- Train in the measurement, interpretation, and documentation of vital signs to improve planning and decision-making skills.
- The Gaumard® Virtual patient monitor mimics standard patient monitors readings including: temperature, heart rate, respiratory rate, blood pressure, glucose, and much more.
- Become an immediate expert controlling the simulator features with intuitive menus, simple touch controls, and clear visual displays.
- Automatically records events during simulation. Select from lists of common actions specific to a scenario type or algorithm. Save and share session logs for archiving and debriefing.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>