

MANEQUIM COM TUBO TORÁCICO

Nº DE PRODUTO: 2622



DESCRIÇÃO:

Este manequim foi concebido especificamente para ensinar a teoria, a anatomia e as competências necessárias para gerir o trauma torácico pré-hospitalar, bem como a manutenção contínua do tubo torácico.

HABILIDADES:

- Tratamento completo do traumatismo torácico pré-hospitalar
- Colocação e manutenção de dreno torácico para derrame pleural
- Drenagem de pneumotórax de tensão
- Ensino das estruturas anatómicas do tórax humano

CARACTERÍSTICAS:

- O lado direito do manequim tem duas áreas de visualização cortadas para permitir a perceção das relações anatómicas entre a superfície da pele, a musculatura, as costelas e os pulmões.
- O lado esquerdo tem um local de pneumotórax de tensão pressurizado para aliviar o ar que se acumulou no espaço pleural e está a restringir a insuflação pulmonar.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Há também um local onde podem ser colocados tubos torácicos cirurgicamente para tratar o derrame pleural, drenando os fluidos do espaço pleural.
- A cor, o volume e a viscosidade do líquido são controlados pelo instrutor.

INCLUI:

- Manequim de tubo torácico
- 5 Almofadas substituíveis para o local do tubo torácico cirúrgico
- 5 Almofadas substituíveis para pneumotórax
- 1 Bomba manual
- 1 Reservatório de saco de fluido
- 1 Mala de transporte rígida
- Manual de instruções