


IV PEDIÁTRICO E BRAÇO DE ACESSO ARTERIAL 1 ANO

Nº DE PRODUTO: 1932



DESCRIÇÃO:

O novo **Pediatric IV And Arterial Access Training Arm de um ano** é um formador de tarefas realista e versátil, concebido para ensinar competências de acesso intravenoso e arterial a estudantes de todos os níveis.

HABILIDADES:

- Palpação de pulso radial e braquial
- Exercícios de acesso venoso
- Canulação venosa e arterial
- Exercícios de Infusão Intra-óssea

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Sangue e recolha
- Amostragem e colheita de sangue arterial

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- A pele realista proporciona um aspecto e uma sensação realista
- Rede arterial e venosa realista
- Força e velocidade de pulso ajustáveis (0 - 180 BPM)
- Reservatório externo de sangue para fornecimento contínuo de fluido e pressurização do vaso e observar flashback
- Veias e artérias facilmente substituíveis
- Punho articulado que permite a flexão palmar
- Utilização como autônomo ou fixo a um suporte
- Permite a transiluminação para o acesso às veias
- Latex-Free

INJEÇÃO ARTERIAL E VENOSA:

- Os locais de acesso venoso ulnar e cubital suportam a canulação, infusão, injeção de bolus, recolha/colheita de sangue
- Os locais de acesso arterial radial e braquial apoiam a canulação e a recolha de sangue
- Pulso palpável radial e braquial

INCLUI:

- 1 recém-nascido IV E Treinamento do braço Arterial Acesso
- 1 suporte
- 1 Sangue saco reservatório
- 1 caixa de controle
- saco de distribuição 1 Sangue
- 1 conjunto de acessórios
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>