

HAL AIRWAY - CPR SKILLS TRAINER - OMNI2

Nº DE PRODUTO: 1213



DESCRIÇÃO:

O HAL® é um treinador portátil de gestão das vias aéreas e de competências de RCP fácil de utilizar, concebido para ensinar competências de reanimação a estudantes e profissionais de EMS, Medicina e Enfermagem, bem como a socorristas leigos.

O HAL com OMNI® 2 inclui uma via aérea de alta fidelidade, recuo do tórax realista e feedback de qualidade de RCP em tempo real para o ajudar a ensinar ressuscitação cardiopulmonar e gestão das vias aéreas eficazes.

O HAL® também está disponível numa configuração de corpo inteiro, mediante pedido.

HABILIDADES:

- Gestão das vias aéreas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Treino de reanimação (RCP)
- Ventilação com BVM
- Intubação nasal e oral
- Palpação do pulso carotídeo
- Ferramenta de avaliação

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Torso superior masculino de tamanho adulto
- Pontos de referência anatomicamente correctos para a colocação adequada da mão de RCP

GESTÃO DAS VIAS AÉREAS:

- Vias aéreas realistas com língua, cordas vocais e traqueia
- Inclinação realista da cabeça/levantamento do queixo e impulso da mandíbula
- Intubação nasal e oral com adjuvantes padrão: ETT, LMA, King LT®
- Pontos de referência da posição das mãos em RCP
- Elevação visível do tórax com ventilação por máscara com válvula de saco
- A intubação esofágica e/ou a ventilação excessiva produzem distensão gástrica
- A intubação do tronco principal direito apresenta elevação torácica unilateral

RCP:

- Em conformidade com as directrizes de RCP para adultos de 2015
- Resistência e recuo realistas da cavidade torácica
- Feedback em tempo real da qualidade da RCP: Profundidade e taxa de compressão, taxa de ventilação, ventilação excessiva, tempo sem fluxo e ciclos de RCP

CARDÍACO/CIRCULAÇÃO:

- Pulsos carotídeos palpáveis – Gerados manualmente

INCLUI:

- 1 Formador HAL Skills
- 1 Interface de controlo sem fios OMNI2 (Tablet+Licença)
- 1 Mala de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 1 Adaptador de alimentação eléctrica
- 1 Manual de instruções



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>