


# Simulador de ligaduras de cacatua

Nº DE PRODUTO: 3789



## DESCRIÇÃO:

O modelo de gravação de Cockatoo é um modelo anatomicamente correcto para a prática de técnicas de gravação para reduzir a dor e estabilizar as fracturas.

O silicone elástico liga os ossos das asas ao corpo para reproduzir o recuo instintivo do tendão.

## HABILIDADES:

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Bandagem
- Manuseamento de animais

## CARACTERISTICAS:

### GERAL:

- A cabeça pode rodar 360 graus.
- Anatomicamente correcto e realista:
- Humerus
- Radius
- Ulna
- Metacarpus
- Falange
- Penas primárias, secundárias e terciárias unidas.
- O silicone elástico liga os ossos das asas ao corpo para reproduzir o recuo do tendão instintivo.
- As asas são flexíveis, permitindo-lhes rodar e dobrar-se contra o corpo de uma forma natural.
- Peso realista para uma cacatua adulta.

## INCLUI:

- Simulador de ligaduras de cacatua

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>