

Simulador de cateterização da bexiga canina - Fêmea

Nº DE PRODUTO: 3757



DESCRIÇÃO:

Um manequim para ensinar a cateterização urinária em cadelas. Secção das costas de um cão, aproximadamente do tamanho de um Labrador.

O modelo pode ser utilizado numa posição vertical (como mostrado) ou de lado, com um suporte de bancada para estabilidade em ambas as orientações.

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Anatomia completa para a cateterização da bexiga canina feminina:
- Vagina
- Fossa clitorial
- Urethra
- Bexiga de silicone moldada.
- Vulva reforçada com malha para maior durabilidade.
- Secção óssea pélvica
- Tracto gastrointestinal com espuma macia para uma sensação mais realista.
- A bexiga é enchida com água através de um tubo na parte de trás, que está fora do caminho quando está a ser utilizada.
- A água pode ser drenada da bexiga tal como um cão verdadeiro.

- Tamanho realista de um Labrador.

INCLUI:

- 1 Simulador de cateterização da bexiga canina – Fêmea
- Manual de instruções

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>