


# TREINADOR DE TAREFAS GINECOLÓGICAS CANINAS - BELLA

Nº DE PRODUTO: 2976



## DESCRIÇÃO:

Os exames ginecológicos na cadela pertencem às competências manuais básicas na prática de pequenos animais.

## HABILIDADES:

- Exploração ginecológica canina
- Inseminação artificial rtificial
- Exame Speculum
- Exame endoscópico
- Recolha de amostras de sangue

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- IV exercícios de treino

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- &#8220;Bella&#8221; permite a formação em condições reais, desde o parto até à inseminação endoscópica.
- Com o seu tracto genital detalhado, a nossa &#8220;Bella&#8221; proporciona uma simulação realista da cadela.
- No útero integrado, um exame ginecológico pode ser realizado através de espéculo ou endoscópio.
- A inseminação artificial pode ser treinada com um cateter balão ou com cateterização do colo do útero guiada por endoscópio.
- O útero apresenta uma mucosa detalhada com pregas secundárias, a prega dorsomediana e um colo do útero.
- A recolha de sangue na V. cefalica para determinação hormonal no contexto de uma detecção de ovulação pode ser treinada com a almofada de recolha de sangue integrada.
- A tampa traseira destacável permite a visualização da posição anatómica do tracto reprodutivo e dos rins na pélvis.
- Se necessário, o útero, V. cefálica e órgãos internos podem ser removidos e trocados facilmente.

### ESTRUTURAS ANATÓMICAS:

- Útero
- Pelvis
- Rins
- V. Cephalica

## INCLUI:

- 1 BELLA dog task trainer
- 1 Uterus
- 1 Blood bag

## MODULOS ADICIONAIS:

### MÓDULO DE NASCIMENTO (vendido separadamente):

- O conjunto de simulação de nascimento permite o treino de parto fisiológico, bem como vários casos de distocia na cadela e a simulação de cuidados de emergência neonatais de cachorros.
- Os três cachorros simulam diferentes malposições durante o parto e permitem a aplicação de uma gavagem.
- Inclui:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



- 3 cachorros
- 1 Módulo Uterus

**AMNIOTIC SACK MODULE (vendido separadamente):**

- Conjunto de sacos amnióticos permitem uma apresentação realista de um cachorro na vagina canina durante o nascimento.
- Para utilização no nosso conjunto de simulação de nascimento.
- Inclui 20 peças por embalagem.

**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

**CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>