

Simulador equino para sondaje nasogastrico e inyección IV e IM - Con stand con ruedas

Nº DE PRODUCTO: 4274



DESCRIÇÃO:

El simulador equino para sondaje nasogástrico e inyección intravenosa e intramuscular tiene una anatomía interna bien representada que permitirá al alumno confirmar la colocación de la sonda en el esófago mediante un punto de referencia visual en el lado izquierdo del cuello. Además de permitir la colocación de la brida para el manejo del caballo.

HABILIDADES:

- Intubación nasogástrica equina
- Succión gástrica
- Lavado y administración de fluidos
- Acceso venoso yugular
- Inyección facial
- Colocación de bocado y brida

CARACTERISTICAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

GENERAL:

- Réplica del conducto nasal que simula la estructura anatómica mientras los estudiantes practican el paso del tubo de intubación a través del esófago.
- La anatomía interna bien representada permitirá al alumno confirmar la colocación del tubo en el esófago mediante un punto de referencia visual en el lado izquierdo del cuello. A continuación, los alumnos pueden continuar pasando la sonda hasta la cámara gástrica
- Se puede realizar una prueba olfativa o de succión para indicar la colocación correcta de la sonda en la cámara gástrica.
- Se puede simular la técnica de lavado y la administración de fluidos.
- Venopunción yugular con venas palpables (para la simulación se recomienda una aguja de calibre 20-22).
- Tubo venoso de látex fácilmente reemplazable que puede soportar múltiples punciones con fines de simulación
- Sistema mecánico de presurización venosa que permite una presión positiva para la extracción de sangre (se recomienda una aguja de calibre 20-22) para la simulación).
- Sitio intramuscular que puede soportar múltiples punciones y aceptar inyecciones de fluidos
- Cabeza de silicona blanda con orejas flexibles y anatomía bien representada que permite a los estudiantes localizar los puntos de inyección facial. La cabeza también admite bocado y brida
- Soporte rodante, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados
- Silicona duradera con armadura metálica
- Cabezal desmontable para facilitar el transporte y la sustitución de componentes
- Revestimiento de piel extraíble/lavable. Se puede sustituir cuando se desgasta
- Viene con 5 juegos de venas de repuesto

INCLUI:

- Simulador equino
- Base con ruedas
- 5 Repuestos de venas

MODULOS ADICIONAIS:

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Venas
- Almohadillas intramusculares
- Crin
- Cubierta de piel
- Sangre simulada
- Bolsa de sangre
- Cámara estomacal

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>