

# SUSIE Simulador completo de cuidados de enfermagem OMNI2

Nº DE PRODUTO: 1304



## DESCRIÇÃO:

O novo SUSIE combina os melhores recursos de simulação de doentes de enfermagem com a mais recente metodologia fundamentada de simulação num pacote fácil de utilizar. Foi desenhado para o ajudar a disponibilizar as experiências de aprendizagem por simulação (SLEs – Simulation Learning Experiences) mais eficazes possíveis para assegurar o sucesso dos estudantes.

O SUSIE está pronto a utilizar imediatamente para rápida integração em currículos de enfermagem em todos os níveis.

## HABILIDADES:

- Mobilização do paciente

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Teste e diagnóstico neurológico
- Intubação endotraqueal oral/nasal
- Aspiração gástrica
- Cuidados com a traqueostomia
- Intubação NG/OG
- Lavagem/gavagem
- Cuidados com o estoma
- Administração de clisteres
- Exercícios de auscultação: intestino, pulmões e coração
- Cateterismo masculino e feminino
- Ventilação com BVM
- Formação em RCP e BLS
- Procedimentos de exame ginecológico
- Técnicas de exame da mama

## CASOS E PATOLOGIAS:

### OMNI2 WIRELESS INTERFACE CENÁRIOS PRÉ-INSTALADOS:

- As Gaumard Nursing Simulation Learning Experiences (SLEs) oferecem um recurso de aprendizagem composto por 10 cenários enfocados em resultados, concebidos para replicar uma situação clínica.
- Cada um traz um manual detalhado do facilitador para configurar, planejar e facilitar a experiência de aprendizagem.
  
- *Overdose* de Paracetamol / Falha Hepática
- Enfarte Agudo do Miocárdio – Nível 2
- SDR Secundário a MVC – Nível 2
- Exacerbação de DPOC – Nível 2
- Cetoacidose diabética
- Desequilíbrio de fluidos e eletrólitos – Nível 2
- Insuficiência Cardíaca – Nível 2
- Pneumonia – Nível 2
- Potencial Carcinoma Cervical
- Septicemia – Nível 2

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

#### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Paciente adulto de corpo inteiro
- Articulação realista das articulações
- Compatível com monitor de sinais vitais opcional

#### **NEUROLÓGICO:**

- Respostas de voz pré-programadas
- Transmissão de voz sem fios

#### **GESTÃO DAS VIAS AÉREAS:**

- Intubação/sucção endotraqueal oral e nasal
- Os sensores detectam a profundidade da intubação
- Cuidados com a traqueostomia
- Sons das vias aéreas seleccionáveis

#### **GASTROINTESTINAL:**

- Intubação NG/OG e alimentação
- Sons intestinais
- Locais de estoma patentes
- Colostomia, ileostomia e cuidados com o estoma
- O reto suporta enemas
- Cateterização masculina/feminina

#### **RESPIRAÇÃO:**

- Elevação visível do tórax com ventilação por BVM
- As ventilações são medidas e registadas
- Sons pulmonares normais e anormais

#### **CARDÍACO/CIRCULATÓRIO:**

- Sons cardíacos normais e anormais, frequências e intensidades
- Monitorização de ECG utilizando dispositivos reais
- Sensores eCPR™; as compressões torácicas e as ventilações são medidas e registadas em tempo real
- Monitorização, captura, ritmo e cardioversão com um desfibrilhador real
- Braços de treino IV bilaterais e locais de IM
- Pressão arterial mensurável e sons de Korotkoff audíveis
- Pulsos carotídeos, radiais, femorais e pedais bilaterais (automáticos)

#### **EXAME GINECOLÓGICO E MAMÁRIO:**

- Exame ginecológico avançado com úteros e cérvices intercambiáveis opcionais

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Praticar técnicas de exame mamário.
- Compatível com o kit de formação BSE opcional

## INCLUI:

- 1 SUSIE manequim
- 1 OMNI2 interface sem fio (controlador de simulação)
- 1 genitália masculina intercambiáveis ??
- 1 Hospital vestido

cenários de enfermagem

- 10 pré-instalado
- 1 Instruções Manual

## MODULOS ADICIONAIS:

### **MONITOR DE PACIENTE GAUMARD VITALS PARA A CAMA (opção):**

- Simula a funcionalidade e o aspeto de um monitor de doente real, permitindo que os participantes pratiquem a interpretação de dados, a documentação e as competências de tomada de decisões clínicas.
- A interface personalizável pode imitar o aspeto de várias marcas de monitores de doentes reais
- Mais de 20 escalas e formas de onda dinâmicas, incluindo FC, ABP, SpO2, RR, EtCO2, temperatura, tempo e muito mais
- Alarmes personalizáveis para limiar alto/baixo de parâmetros de sinais vitais
- Monitorização virtual de ECG de 12 derivações
- Histograma de dados
- Desfibrilhador e pacemaker virtuais incorporados
- Comunicação de dados sem fios

### **KIT DE EXAME GINECOLÓGICO (opção):**

- Útero antevertido
- Útero retrovertido
- Úteros com DIU
- Conjunto de úteros das 6 às 20 semanas

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Cérvices grávidas e não grávidas
- Cérvices anómalos

**KIT DE EXAME DAS MAMAS (opção):**

- Quatro mamas esquerdas intercambiáveis, incluindo um tumor benigno com pedúnculo, um sarcoma gigante, um carcinoma de cirrose e um mamilo invertido
- Uma mama direita que contém nódulos de 8, 10, 16 e 20 mm;

**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

**CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>