

Simulador de remoção de fecalomas e clisteres

Nº DE PRODUTO: 4367



DESCRIÇÃO:

Treinador de cuidados intestinais de alta qualidade e em tamanho real para uma prática realista da abordagem ao tratamento intestinal e à administração de clisteres. Uma melhor formação em cuidados hospitalares reduz o risco de complicações associadas ao tratamento da disfunção rectal e garante a segurança dos doentes.

O simulador de remoção de fecalomas e clisteres é uma excelente alternativa que permite aos estudantes e ao pessoal de saúde otimizar as suas competências com feedback direto dos resultados da administração de clisteres. As numerosas funções do simulador permitem que os médicos residentes efectuem uma variedade de procedimentos durante a formação. Um sistema seguro de recepção de fluidos e de reservatório garante que o simulador de cuidados intestinais não apresenta fugas. Também é possível praticar o banho com esponja utilizando as fezes sólidas e solúveis simuladas. Uma mudança rápida e fácil das definições permite a aplicação de várias técnicas sob a supervisão do instrutor e durante a prática dos alunos.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Administração de clisteres
- Limpeza ou retenção de óleo
- Fluxo retrógrado
- Enema medicamentoso
- Administração de supositórios
- Administração de medicamentos
- Toque rectal digital (TR) e estimulação rectal digital (DRS)
- Eliminação digital das fezes (DDE)

CARACTERÍSTICAS:

- Este simulador de cuidados intestinais de alta qualidade simula as nádegas de um doente, com os cotos femorais, o ânus e o intestino previamente colocados em decúbito lateral esquerdo.
- A parte superior da nádega é macia e flexível para a tornar mais realista. O médico residente tem de levantar esta parte para aceder ao ânus.
- Permite a inserção de cateteres de CH16 a CH40 e de sondas rectais com balão.
- As diferentes peças de toque rectal são feitas de silicone resistente do tipo SKIN para simular a pele humana e reproduzir a sensação tátil do tecido durante as operações de TR e SRD.
- O ânus permanece fechado e impenetrável após a remoção do cateter devido ao material de alta qualidade das peças.
- Contém dois modelos anatómicos 3D (tridimensionais) didáticos das hemorróidas para facilitar a explicação de complicações ou contra-indicações:
 - Um modelo apresenta um corte frontal do reto com hemorróidas, fissuras anais e fístulas.
 - O outro mostra um plano externo com prolapso rectal inflamado e nódulos hemorroidários.
- Os modelos 3D são fixados ao formador por ímãs, de modo a poderem ser passados de um aluno para outro durante a aula.
- Sistema seguro de receção e armazenamento de líquidos:
 - Garante a portabilidade, impermeabilidade e segurança.
 - Permite a administração segura de soluções de clisteres convencionais até um volume máximo de 2 litros.
 - O líquido pode ser esvaziado no reservatório de entrada ou diretamente na bacia ou recipiente mais próximo.
 - Fácil de limpar.
- O design otimizado permite uma instalação fácil e rápida durante cada procedimento.
- Inclui saco de transporte macio e caixa de arrumação para acessórios e peças diferentes.
- 3,8 kg; 55 cm de comprimento, 35 cm de largura e 32 cm de altura.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



INCLUI:

- Treinador de cuidados intestinais
- Sistema seguro de receção e armazenamento de líquidos
- 1 TR, 1 SRD e 1 EDH
- 2 modelos anatómicos 3D de hemorróidas com ímanes
- Fezes sólidas artificiais (escala de fezes de Bristol, tipo I)
- Fezes artificiais sólidas (150 g) e solúveis em pó (60 g), artificiais
- Espátula de dosagem e copo para preparação de fezes
- Frasco de sangue concentrado (250 ml), artificial
- Pipeta injectora de sangue
- Pó de talco (100 g) e vaselina
- Saco de plástico para guardar os acessórios
- Saco de transporte macio

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>