

Simulador para injeção glútea intramuscular

Nº DE PRODUTO: 1161



DESCRIÇÃO:

O simulador de injeção intramuscular das nádegas oferece aprendizagem tanto visual como táctil.

O simulador de injeção intramuscular é extremamente realista. As texturas da pele e músculos, bem como a forma e posição dos ossos, assemelham-se muito às de um paciente real. Como resultado, a punção do tecido com uma agulha duplica a sensação de administrar uma injeção real.

HABILIDADES:

Três tipos de injeções intramusculares podem ser ensinadas e praticadas neste simulador:

- Dorsogluteal
- Ventrogluteal
- Vastus lateralis

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- A estrutura óssea simulada no tronco representa:
 - Extremidade superior do fémur, ou trocânter maior.
 - Coluna ilíaca pósterio-superior e anterosuperior
 - Sacrum
- A estrutura óssea fornece marcos anatómicos palpáveis para ajudar os estudantes a identificar locais de injeção apropriados.
- Uma secção do quadrante superior e exterior da área glútea esquerda é cortada para que os estagiários possam visualizar as estruturas subjacentes
- Os músculos glúteo médio e glúteo máximo, o nervo ciático e as estruturas vasculares são claramente mostrados
- Dimensões: 55 cm x 40 cm x 25 cm

INCLUI:

- 1 Simulador para injeção intramuscular das nádegas
- 1 guia didáctico
- Fornecimento de seringas
- 1 Estojo de transporte.