

HAL - INSTRUTOR DE VIAS AÉREAS E CPR

Nº DE PRODUTO: 1212



DESCRIÇÃO:

HAL® é um treinador portátil de gestão de vias aéreas e de competências em RCP. HAL foi concebido para o ajudar a ensinar a gestão básica e avançada das vias respiratórias, bem como a reanimação cardiopulmonar.

HABILIDADES:

- Gestão das vias aéreas
- Entubação nasal e oral
- Utilização de dispositivos supraglóticos e adjuntos padrão
- Formação em ressuscitação (RCP)
- Ventilação BVM
- Elevação unilateral do peito

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Distensão gástrica

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Torso superior masculino, de tamanho adulto
- Pontos de referência anatomicamente correctos para uma colocação correcta das mãos de RCP
- Olhos abertos ou fechados manualmente

GESTÃO DAS VIAS AÉREAS:

- Inclinação realista da cabeça/chin lift e empuxo da mandíbula
- Anatomia das vias respiratórias durável e realista
- Intubação nasal e oral: ETT, LMA, Rei LT
- Distensão gástrica com entubação esofágica

TREINO DE RESSUSCITAÇÃO:

- Retrocesso de compressão torácica realista e profundidade
- Elevação visível do peito com ventilação saco-válvula-máscara
- Pulsos carotídeos palpáveis gerados manualmente

INCLUI:

- 1 formador de HAL Skills
- 1 Óleo mineral
- 1 Estojo de transporte
- Manual de instruções

MODULOS ADICIONAIS:

CONFIGURAÇÃO DO CORPO COMPLETO (opção):

- Agora pode actualizar o seu tronco para uma configuração de corpo inteiro para alargar a sua formação.

OMNI2 WIRELESS INTERFACE (vendido separadamente):

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Conectividade sem fios incorporada com um alcance de até 30 pés.
- Comprimido de ecrã táctil sem fios OMNI® 2
- Controlos otimizados de sinais vitais para operação em tempo real
- Biblioteca integrada com mais de 20 ritmos cardíacos e opções
- Compatibilidade com sinais vitais virtuais opcionais para exibir mais de 10 parâmetros para a prestação de cuidados pós-paragem cardíaca
- Capacidade de função alternativa de choque virtual
- Registo de sessões regista acções do fornecedor, sinais vitais, métricas de RCP e comentários



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>