

# Simulador para procedimentos invasivos guiados por ultra-sons

Nº DE PRODUTO: 4198



## DESCRIÇÃO:

O Simulador para procedimentos invasivos guiados por ultrassom é uma ferramenta única de treinamento baseada em computador para procedimentos guiados por ultrassom. Consiste num transdutor virtual e num software que projecta uma agulha simulada na imagem selecionada em tempo real. Desenvolve competências de coordenação do transdutor e da agulha em tempo real com uma série de cenários de aplicação. A utilização do simulador irá desenvolver a confiança na utilização de técnicas de agulha tanto no plano como fora do plano. Melhore a experiência com feedback em tempo real enquanto efectua um procedimento simulado.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

## CASOS E PATOLOGIAS:

- NGS básico fora de Plano
- NGS básico em Plano

## CARACTERÍSTICAS:

### NAVEGAÇÃO DA AGULHA

- O simulador inclui um guia de navegação da agulha (NGS)
- Projeção em tempo real da posição da agulha, da trajetória projectada da agulha e do alinhamento agulha/sonda para o ajudar a compreender a melhor forma de se aproximar do alvo sem perder a agulha de vista.
- Feedback correto do procedimento realizado.

### IMAGENS DE FORMAÇÃO

- Inclui uma extensa base de dados de imagens e numerosos tutoriais.
- Uma biblioteca em constante crescimento de imagens de treino para uma grande variedade de aplicações.
- Casos simples para aprender a realizar o procedimento através de uma série de variações anatómicas com diferentes níveis de dificuldade.
- Módulos de aprendizagem passo a passo com imagens de referência, gráficos e animações.
- Referências anatómicas, informações sobre procedimentos e dicas.

## INCLUI:

- 1 computador portátil
- Sonda eZGuide USB
- Software
- Phantomblock
- Magnetizador de agulhas eZMag
- Agulhas de treino eZono (5x)
- Manual do utilizador digital no sistema
- Guia rápido
- Guia de instalação rápida

## MODULOS ADICIONAIS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

**Pacotes de atualização (vendidos separadamente):**

- CVC-Adulto
- Bloqueio do plexo braquial interescalénico
- Bloqueio do plexo braquial axilar
- Bloqueio do nervo femoral
- Bloqueio do nervo poplíteo (ciático distal)



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>