

# SQUEEKUMS MANEQUIM DE RATO DE LABORATÓRIO

Nº DE PRODUTO: 2021



## DESCRIÇÃO:

O manequim Squeekums Rat permite aos estudantes, técnicos de laboratório e tratadores aprender a manusear com confiança e a gerir com segurança os roedores de laboratório.

## HABILIDADES:

- Manuseamento de roedores
- Compressão de roedores
- Avaliação física
- IV acesso em ratos de laboratório

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Procedimentos de etiquetagem nos ouvidos

## CARACTERÍSTICAS:

- A cauda deste espantoso modelo de roedor pode ser convenientemente desprendida e eliminada, tendo também a capacidade de acesso IV no local da veia caudal.
- As pequenas orelhas substituíveis ajudam os estudantes a aprender os procedimentos de marcação auricular.
- O modelo é totalmente articulado e extremamente realista.
- A cabeça, os pés e os membros movem-se de uma forma natural.

## INCLUI:

- 1 rato de laboratório manequim
- 1 caso de protecção
- 1 Conjunto de IV acessórios
- 1 sangue artificial
- 1 Instruções Manual

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>