

OB SUSIE Manobras de Leopold

Nº DE PRODUTO: 1233



DESCRIÇÃO:

Recém-nascido totalmente articulado para manobras do Leopold. Cabe no Simulador de parto ADV OB SUSIE

HABILIDADES:

- Manobras de Leopold

CARACTERÍSTICAS:

- Boca e narinas realistas para simular a sucção
- Cabeça e pescoço articulados, ombros, cotovelos, ancas e joelhos
- Fontanelas, coluna vertebral, ombros, nádegas, cotovelos e joelhos palpáveis
- Posição do recém-nascido levantada ou baixada por pressão de ar na “Almofada” inferior
- Facilidade de palpação do recém-nascido ajustada pela pressão de ar na “almofada” superior

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

INCLUI:

- 1 Totalmente articulado bebê de parto



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>