

SUSIE SIMULADOR CLÍNICO AVANÇADO DE ENFERMAGEM UNI

Nº DE PRODUTO: 1504



DESCRIÇÃO:

O **SUSIE** é um **simulador de doente avançado, sem fios e independente**, e uma solução de recursos de aprendizagem concebida para facilitar a disponibilização de **experiências de aprendizagem eficazes e realistas de simulação para estudantes de enfermagem de todos os níveis**.

As características físicas e fisiológicas do SUSIE permitem aos estudantes praticar competências práticas utilizando **técnicas, ferramentas médicas e dispositivos reais**. Adicionalmente, as capacidades do SUSIE em exames de mama e ginecológicos disponibilizam prática aos estudantes em enfermagem e medicina especializada

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Treino de reanimação (RCP)
- Ventilação com BVM
- Intubação oral e nasal
- Auscultação pulmonar, abdominal e cardíaca
- Intubação naso e orotraqueal
- Colocação de tubos NG/OG
- Treino de técnicas de traqueostomia
- Palpação dos pulsos (carotídeo, braquial, radial e femoral)
- Exercícios de medição da tensão arterial
- Desfibrilhação, cardioversão e ritmo com aparelhos reais
- Treino intravenoso
- Exercícios intra-ósseos
- Cateterismo urinário masculino e feminino
- Exame da mama e deteção de patologias
- Medição da saturação de oxigénio
- Treino de técnicas de medição da tensão arterial
- Deteção de cianose
- Exame de gravidez
- Treino intravenoso: bolus, tiragem e infusão
- Exercícios de infusão intra-óssea

CASOS E PATOLOGIAS:

UNI WIRELESS INTERFACE CENÁRIOS PRÉ-INSTALADOS:

- As Gaumard Nursing Simulation Learning Experiences (SLEs) oferecem um recurso de aprendizagem composto por 10 cenários enfocados em resultados, concebidos para replicar uma situação clínica. Cada um traz um manual detalhado do facilitador para configurar, planear e facilitar a experiência de aprendizagem.

- *Overdose* de Paracetamol / Falha Hepática
- Enfarte Agudo do Miocárdio – Nível 2
- SDRA Secundário a MVC – Nível 2
- Exacerbação de DPOC – Nível 2
- Cetoacidose diabética
- Desequilíbrio de fluidos e eletrólitos – Nível 2
- Insuficiência Cardíaca – Nível 2
- Pneumonia – Nível 2
- Potencial Carcinoma Cervical
- Septicemia – Nível 2

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

CONTROLO DAS VIAS AÉREAS:

- Intubação/sucção endotraqueal oral ou nasal
- Via aérea difícil: permitir laringoespasmos, inchaço da faringe, edema da língua
- Os sensores detectam a profundidade da intubação
- Cuidados com a traqueostomia
- Elevação unilateral do tórax com intubação do tronco principal direito
- Vários tipos de sons das vias respiratórias superiores

RESPIRAÇÃO:

- Controlo da frequência e profundidade da respiração e observação da respiração espontânea
- A ventilação é medida e registada
- Sons pulmonares anteriores e posteriores em todos os quadrantes
- Elevação visível do tórax com ventilação assistida através de BVM ou ventiladores mecânicos

EXAME DOS SEIOS:

- Cinco seios esquerdos intercambiáveis, que incluem doença fibrocística (mastite crónica), um tumor benigno com pedúnculo, um sarcoma gigante, carcinoma escirroso e um mamilo retraído
- As duas mamas direitas contêm nódulos de 8, 10, 16 e 20 mm

NEUROLÓGICO:

- Olhos activos: ritmo de pestanejo programável, tamanho da pupila e reação da pupila
- Convulsões graves ou ligeiras
- Respostas de fala pré-programadas
- Transmissão de voz sem fios

GASTROINTESTINAL:

- Intubação NG/OG e alimentação
- Sons intestinais nos quadrantes
- Cuidados com colostomia, ileostomia e estoma
- O reto suporta enemas
- Órgãos genitais masculinos e femininos intercambiáveis
- Cateterização masculina/feminina com retorno de fluidos

EXAME GINECOLÓGICO:

- Efetuar um exame pélvico bimanual com úteros permutáveis

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Inserção de espéculo e visualização de cérvices intermutáveis
- Efetuar PAP/toque/sondagem
- O pacote de ginecologia inclui várias fases de úteros e cérvices de grávidas e não grávidas

CARDÍACO/CIRCULAÇÃO:

- Sons cardíacos normais e anormais, frequências e intensidades
- Monitorização de ECG utilizando dispositivos reais
- Sensores eCPR; as compressões torácicas são medidas e registadas
- Monitorização, captura, ritmo e cardioversão com um desfibrilhador real
- Braços de treino IV bilaterais e locais de IM
- Pressão arterial mensurável e sons de Korotkoff audíveis
- Monitorização da saturação de oxigénio com um oxímetro real
- Cianose visível
- Pulsos carotídeos, radiais, braquiais, femorais, poplíteos e pedonais bilaterais
- Hemorragia por picada de dedo
- Úlceras de decúbito e pé ulcerado

INCLUI:

- 1 SUSIE simulador
- 1 UNI tablet pc (controlador de simulação)
- 10 de enfermagem pré-carregado cenários
- 1 Conjunto de GYN / acessórios OBS:
 - antevertidas útero
 - retrovertido Útero
 - DIU útero
 - útero grávido (6-8 semanas)
 - útero grávido (10-12 semanas)
 - útero grávido (2 semana)
 - útero grávido com ligamentos ovarianos encurtado (6-8 semanas)
- 5 normal colo
- 6 cervices anormal com condições diferentes
- 3 cervices grávidas (6-8 semanas)
- 3 cervices grávidas (6-8 semanas)
- 1 caso Rolo
- 1 Instruções Manual

MODULOS ADICIONAIS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

PATOLOGIAS EXTERNAS PACOTE UTERINO (opção):

- Inclui útero aumentado de volume, útero pequeno, útero com retroversão moderada, útero miomatoso, útero com salpingite do lado esquerdo, útero com salpingite do lado direito, útero severamente antevertido-anteflexo, útero com quisto do ovário grande, útero com quisto do ovário médio e útero bicorno.

PACOTE UTERINO DE PATOLOGIAS INTERNAS (opção):

- Inclui útero normal antevertido, útero com polipose, útero com pólipos variados, útero com hiperplasia, útero miomatoso, útero com carcinoma precoce, útero com carcinoma avançado, útero com carcinoma de fundo, útero subseptado, quisto do ovário e útero bicorno.

MONITOR DE PACIENTES GAUMARD VITALS NA CAMA (opção):

- Simula a funcionalidade e a aparência de um monitor de paciente real, permitindo que os participantes pratiquem a interpretação de dados, a documentação e as habilidades de tomada de decisões clínicas.

- A interface personalizável pode imitar o aspeto de várias marcas de monitores de doentes reais

- Mais de 20 escalas e formas de onda dinâmicas, incluindo FC, ABP, SpO2, RR, EtCO2, temperatura, tempo e muito mais

- Alarmes personalizáveis para limiar alto/baixo de parâmetros de sinais vitais

- Monitorização virtual de ECG de 12 derivações

- Histograma de dados

- Desfibrilhador e pacemaker virtuais incorporados

- Comunicação de dados sem fios