

Torso de auscultação para adultos - SAM 4

Nº DE PRODUTO: 4398



DESCRIÇÃO:

O simulador de torso para treino de auscultação oferece características únicas para melhorar a experiência de aprendizagem da auscultação. Melhora o processo de ensino e aprendizagem, proporcionando maior flexibilidade aos professores.

HABILIDADES:

- Técnicas de auscultação

CASOS E PATOLOGIAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Biblioteca de sons cardíacos, respiratórios, intestinais e murmúrios normais e anormais com a melhor qualidade de som:
- 35 sons reais
- 3 sons dinâmicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Controlo do simulador através de smartphone ou tablet
- Aplicação SAM4, disponível para iOS e Android
- A interface intuitiva simplifica o processo de aprendizagem
- Permite a utilização de estetoscópios clínicos reais

- Ligação Bluetooth para som

- Possibilidade de partilhar a experiência de formação com grandes audiências através da ligação a cornetas

- A base rotativa de 360 graus otimiza a demonstração dos pontos de auscultação e a posição exacta do simulador
- Luzes LED estrategicamente colocadas em todos os pontos de auscultação
- Estas luzes incorporadas iluminam as posições correctas para a auscultação dos sons, facilitando a identificação e a aproximação dos formandos às áreas apropriadas para a auscultação
- Formas de onda de ECG para todos os sons cardíacos
- Pulso carotídeo palpável

INCLUI:

- Sistema portátil de auscultação do tronco masculino SAM4
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>