


Phantom para pericardiocentese guiada por ultra-sons - Opaco

Nº DE PRODUTO: 4268



DESCRIÇÃO:

Este fantoma de treino ajuda os formandos a desenvolver e praticar a utilização dos controlos do sistema de ultra-sons, a inserção e manipulação de um transdutor transesofágico (TEE/TOE), o posicionamento e movimentação de um transdutor transtorácico (TTE), o reconhecimento de estruturas cardíacas e a realização de procedimentos de pericardiocentese guiados por ultra-sons. Estes modelos portáteis e leves de blocos cardíacos oferecem uma plataforma de formação em ecocardiografia extremamente realista e estão disponíveis em configurações transparentes e em tons de pele.

CARACTERÍSTICAS:

- Inclui imagens anatómicas realistas de ultra-sons cardíacos e realiza ecocardiografia transtorácica e transesofágica e pericardiocentese.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Digitalização e medição de 20 secções padrão do coração através do esófago e do tórax a partir de diferentes ângulos.
- Estruturas anatómicas precisas, incluindo ventrículos esquerdo e direito, mitral, tricúspide, etc.
- Suporta treino guiado por ultra-sons 2D, 3D, 4D/TEE e treino TTE.
- Suporta a pericardiocentese guiada por ultra-sons e a dose de derrame pericárdico pode ser perfundida de acordo com os requisitos de ensino.
- O tecido Simulex tem propriedades de auto-cura, permitindo a realização de mais de 1000 punções quando utilizado com uma agulha de calibre 18-21.

INCLUI:

- Fantoma para pericardiocentese guiada por ultra-sons

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>