

# COLUNA VERTEBRAL FANTASMA DE RAIOS X - TRANSPARENTE

Nº DE PRODUTO: 1943



## DESCRIÇÃO:

Este fantoma de peça de raios X oferece a oportunidade única de obter imagens de raios X de uma coluna vertebral completa com discos simulados, uma e outra vez.

O Phantom inclui ossos humanos reais e permite obter imagens de raios X reais.

## HABILIDADES:

- Técnicas de posicionamento e alinhamento em radiografia de projeção
- Aplicações de investigação

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

- O Phantom inclui ossos humanos reais e permite tirar imagens de raios X reais de uma coluna vertebral completa com discos simulados.
- O modelo é perfeito para as escolas e para o ensino, mas também para os técnicos de medicina, uma vez que os mesmos ossos podem ser radiografados repetidamente em diferentes ambientes, sem o perigo de ferir um doente.
- Os ossos estão embutidos num plástico transparente.
- Este fantoma é feito à mão e é único. Pode diferir em tamanho e forma.

## INCLUI:

- 1 Phantom de coluna vertebral

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>