

Simulador ultra-realista 28-29 semanas prematuro - LifeCast

Nº DE PRODUTO: 3602



DESCRIÇÃO:

A formação de profissionais de saúde para responder eficazmente aos bebés que necessitam de cuidados urgentes continua a ser um grande desafio. Temos orgulho em acrescentar o simulador ultra-realista de pré-termo de 28-29 semanas que permite um manuseamento natural, ajudando a criar uma resposta emocional.

Com características que incluem: vias aéreas anatomicamente precisas que oferecem uma gestão gradual das vias aéreas até à intubação endotraqueal e ventilação mecânica, ventilação mecânica, colocação de UVC com flashback e acesso intra-ósseo.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Vias aéreas realistas
- Entubação oral e nasal
- Ressuscitação cardiopulmonar
- Acesso venoso umbilical
- Acesso intra-ósseo
- Suporte Avançado de Vida

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Com base num bebé de 28-29 semanas
- Cuidados realistas com os detalhes
- Peso aprox. 950g
- Comprimento aprox. 36 cm
- Ressuscitação cardiopulmonar (RCP)
- Gestão passo a passo de
 - Via aérea com boca
 - Vias aéreas superiores e pulmões permitindo saco/válvula/máscara
 - Via aérea orofaríngea
 - Via aérea supraglótica
- Entubação de tubo endotraqueal
- Etnia elegível

INCLUI:

- Simulador ultra-realista 28-29 semanas prematuro
- Manual de Instruções
- Saco de transporte

MODULOS ADICIONAIS:

- Capaz de adicionar cabelo natural e diferentes efeitos de pintura para reflectir diferentes níveis de bem-estar para aumentar o realismo.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Monitor do paciente (Ref. 1010)

