

# SENSOR RCP UNIVERSAL - HEARTISENSE

Nº DE PRODUTO: 2972



## DESCRIÇÃO:

El sensor RCP universal HeartiSense consta de aplicaciones y de un kit de sensores que se puede acoplar a cualquier maniquí que no disponga de retroalimentación de RCP. Estos componentes proporcionan información en tiempo real a los alumnos sobre sus actividades durante el entrenamiento, y pueden utilizarse tanto para el entrenamiento como para la evaluación de la RCP. HeartiSense permitirá a los usuarios aprender las actividades de RCP con precisión.

## HABILIDADES:

- Reanimación cardiopulmonar (RCP)

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- HeartiSense es muy fácil de usar. Diseñado para tener una forma fina y flexible, el kit HeartiSense puede instalarse fácilmente en la mayoría de los modelos de maniqués existentes.
- Abra la piel de un maniqué, instale el kit en su interior y descargue una aplicación de HeartiSense en los dispositivos móviles de los alumnos e instructores, y cualquiera podrá utilizar HeartiSense de forma sencilla.

### INTERACTIVO:

- HeartiSense no sólo aumenta el interés de los alumnos de RCP con la interacción en tiempo real, sino que también ayuda a los instructores y a los alumnos a compartir los comentarios, lo que permite una formación más eficaz.
- Gracias a los comentarios en tiempo real y a una interfaz realista, los usuarios de HeartiSense pueden aprender la RCP con mayor precisión. HeartiSense también proporciona una formación de mayor calidad al supervisar a varios alumnos y ofrecerles un feedback inmediato.

### INTELIGENTE:

- El entrenamiento y la evaluación de la RCP con HeartiSense son muy precisos y eficaces. Además, todos los datos de formación y evaluación se guardan digitalmente, lo que permite una gestión más cómoda de los alumnos y la utilización de los distintos resultados de los análisis.

## INCLUI:

- Pad de compresión
- Módulo de medición de la respiración
- Modulo de control y comunicación

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>