


# SIMULADOR DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA COM OMNI2 - CÓDIGO AZUL

Nº DE PRODUTO: 1254



## DESCRIÇÃO:

O Simulador de Suporte Avançado de Vida com OMNI2 é um simulador adequado para enfermagem e suporte avançado de vida.

Combina cuidados de enfermagem e funções de ALS num único manequim para uma formação abrangente baseada em simulação. Os participantes podem praticar e desenvolver uma variedade de competências de enfermagem, incluindo gestão das vias aéreas, ventilação, cuidados de traqueostomia, RCP e competências de cateterização vesical.

## HABILIDADES:

- Reanimação cardiopulmonar com métrica (RCP).

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



- Gestão das vias aéreas
- Intubação oral e nasal
- Cuidados com a traqueostomia
- Injeção IM e subcutânea
- Acesso intravenoso e exercícios de infusão
- Exploração e palpação do peito
- Administração de clisteres
- Inserção de sonda naso e orogástrica
- Cuidados com ostomias
- Cateterização da bexiga masculina e feminina
- Medição da tensão arterial (opção)
- Tratamento de úlceras e feridas (opção)
- Tratamento de amputações (opção)

## CASOS E PATOLOGIAS:

### CONDIÇÕES E PATOLOGIAS DOS SEIOS (incluídas):

- Mastite crónica
- Crescimento benigno
- Carcinoma e efeito "casca de laranja"
- Sarcoma gigante
- Carcinoma escamoso

### TIPOS DE ESTOMAS (inclusive):

- Colostomia transvesical
- Ileostomia
- Estoma suprapúbico
- Todos os estomas permitem a irrigação de fluidos.

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Pele facial suave e realista
- Cotovelos, pulsos, joelhos e tornozelos articulados. Dobra-se na cintura
- Pulso amputado
- Inclui saco de transporte

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

#### **CUIDADOS COM O PACIENTE:**

- Os olhos podem ser abertos ou fechados.
- Estados normais da pupila, miose (contraída) e midríase (inchada). Os estados independentes das pupilas esquerda e direita simulam uma resposta consensual e não consensual.
- Permite a colocação de sonda NG/OG.
- Órgãos genitais intercambiáveis para cateterização vesical masculina e feminina
- Administração de enemas
- Depósitos internos amovíveis

#### **GESTÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS:**

- Via aérea anatomicamente precisa.
- Intubação endotraqueal oral e nasal.

#### **CIRCULATÓRIA:**

- Carótida bilateral e pulso radial direito gerados com bolbo de pressão.
- Duas úlceras de decúbito representando diferentes estádios de ulceração.
- Técnicas de injeção intravenosa, intramuscular e subcutânea.
- Locais de injeção bilateral nos deltóides e no quadríceps
- Local de injeção intramuscular na nádega

#### **GINECOLÓGICO:**

- Exercícios de citologia e duches vaginais com vagina e colo do útero.
- Seios masculinos e femininos intercambiáveis.
- Treinar e desenvolver o exame e a palpação dos seios com sete seios intermutáveis.
- O peito feminino esquerdo contém malignidade para a prática do exame.

#### **INCLUI:**

- Simulador para adultos Code Blue
- Sistema de controlo OMNI2 com tablet
- Órgãos genitais masculinos intercambiáveis
- 7 módulos de patologia mamária
- Saco de transporte

#### **MODULOS ADICIONAIS:**

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

#### **SISTEMA DE CONTROLO SEM FIO OMNI2 (incluído):**

- Monitorize as métricas de qualidade da RCP em tempo real.
- As listas de verificação interactivas permitem-lhe acompanhar facilmente as acções do prestador durante o exercício
- Exportação de relatórios de desempenho de RCP para briefings
- Inclui tablet

#### **MONITOR VIRTUAL DE PACIENTES (opcional):**

- O Monitor de Paciente Gaumard Vitals™ permite que os participantes pratiquem a captura e o monitoramento dos sinais vitais do paciente Gaumard em uma sala de cirurgia simulada, UTI ou quarto de paciente, exatamente como fariam com um paciente real.
- Múltiplas curvas dinâmicas:
- 5 layouts intuitivos e pré-concebidos de monitoramento de pacientes.
- Mais de 20 escalas e formas de onda dinâmicas, incluindo FC, ABP, SpO2, RR, EtCO2, temperatura, tempo e muito mais
- ECG de 12 derivações:
- O monitor de sinais vitais virtual de cabeceira está equipado com uma tira de ECG virtual de 12 derivações a pedido.
- Agora os participantes podem praticar a avaliação e interpretação de ritmos cardíacos para determinar quais as melhores intervenções, bem como a eficácia do tratamento selecionado.
- Histograma:
- Examine as tendências dos sinais vitais que ocorreram durante a simulação com a função de histograma.
- Isole um elemento vital específico ou visualize-os coletivamente para obter informações mais detalhadas.
- Desfibrilhação virtual:
- Recrie facilmente cenários de emergência cardíaca e permita que os participantes respondam com o painel de desfibrilhação virtual.
- Os alunos podem praticar cardioversão, estimulação e desfibrilhação à medida que desenvolvem o trabalho em equipa e as competências de liderança necessárias para realizar intervenções que salvam vidas.
- Design de painel personalizado:
- Ecrã totalmente personalizável para simular disposições comuns de monitores de doentes reais.
- O Layout Designer incorporado dá-lhe a liberdade de simular monitores de doentes reais.
- Seleccione a cor e a colocação de todas as formas de onda e valores numéricos para dar aos alunos um ponto de partida na interpretação e documentação de sinais vitais em todas as marcas de monitores comuns.

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>