

Simulador neonatal masculino para cuidados básicos do bebé

Nº DE PRODUTO: 4290



DESCRIÇÃO:

Este simulador neonatal masculino para vários procedimentos de formação de preparação para o parto e para novos pais.

HABILIDADES:

- Mudar as fraldas
- Alimentação e administração de medicamentos
- Recolha de amostras de urina
- Vestir e despir o bebé
- Segurar, transportar e posicionar o bebé (a cabeça inclina-se para trás quando não está devidamente segura)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- Dar banho, escovar os dentes, os olhos, as orelhas e o nariz
- Medir a temperatura rectal
- Exame das fontanelas e dos testículos

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Dimensões: 52 cm
- Peso: aprox. 3,9 kg

INCLUI:

- Simulador neonato masculino

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>