

# BRAÇO DE TREINO VENOSO AVANÇADO

Nº DE PRODUTO: 1164



## DESCRIÇÃO:

Este braço de treino IV polivalente combina todas as características necessárias para treino e prática intravenosa, intramuscular, e subcutânea num simulador médico desafiante.

A sua pele maleável é removível e lavável e estica-se sobre a estrutura venosa.

## HABILIDADES:

- IV exercícios de treino
- Recolha de sangue
- Exercícios de infusão
- Injecções intravenosas
- Injecções intramusculares
- Injecções subcutâneas
- Venipunctura
- Técnica de toruniquet
- Terapia venosa
- Detecção de vasos colapsados ou salientes
- Comunicação profissional-paciente

## CARACTERÍSTICAS:

### ANATOMIA:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



- Subtil rede multi-venosa
- Veias cefálicas, basilicas, antecubitais, radiais e ulnares
- Realista como a agulha entra na veia
- Veias e pele exterior de recozimento

#### **VERSATILIDADE:**

- Áreas de injeção subcutânea no lado volar do antebraço e no lado lateral do antebraço
- Local de injeção intramuscular na área de deltóides
- Local de ensaio da tuberculose
- Apertar o bulbo para aumentar ou diminuir a pressão venosa. As veias sobressaem ou caem.
- Administração de medicamentos por bolus intravenoso.
- Simulação da técnica de infusão
- Exercícios de recolha de sangue com sangue simulado
- Simulação da posição do punho cerrado e do torniquete

#### **USER-FRIENDLY:**

- Pele e veias facilmente substituíveis
- Compacto, melhorando assim a portabilidade da unidade.
- Fácil de limpar, reparar e manter

## **INCLUI:**

- 1 Avançada braço de treinamento multiuso
- 1 de base fumado Lucite com suporte para bolsa de sangue
- saco de distribuição 1 Sangue
- 1 lâmpada Pressão
- 1 braço de reposição da pele
- 1 Funil
- 1 Talco
- 1 concentrado sangue Simulado
- 1 saco de transporte
- 1 Manual de instruções

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>