

# Simulador para injeção intramuscular na nádega - Com feedback

Nº DE PRODUTO: 1210



## DESCRIÇÃO:

Este simulador mostra fielmente a nádega direita com todos os pontos anatómicos tácteis importantes para uma injeção no tecido muscular (intramuscular): a crista ilíaca, a espinha ilíaca superior anterior e o trocânter maior.

Com tecnologia avançada, a técnica de injeção intramuscular pode ser praticada: se a injeção tiver sido executada correctamente, o estagiário é informado por um sinal áudio-visual.

Os modos de exercício e controlo adicionais permitem a monitorização imediata ou subsequente do sucesso no momento da aprendizagem.

## HABILIDADES:

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

Habilidades de injeção no tecido muscular (intramuscular):

- Crista Iliac
- Espinha ilíaca superior anterior
- Maior trocânter

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Dimensões: 30 cm x 30 cm x 12 cm
- Peso: 2,3 kg
- Sem látex.
- Marcações anatómicas palpáveis.
- Resposta audiovisual após injeção apropriada, com cores. Feedback
- Modo de teste e treino disponível.
- Adaptável ao corpo de uma pessoa, com fecho.
- Simulador para a prática a seco.

## INCLUI:

- Simulador para injeção intramuscular nos glúteos
- 1 Agulha de injeção 21G/0,8
- 1 seringa de 5 ml

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>