

TREINO DE CIRCUNCISÃO INFANTIL

Nº DE PRODUTO: 2279



DESCRIÇÃO:

A circuncisão é um procedimento cirúrgico realizado para remover o tecido solto, conhecido como prepúcio, que cobre a glândula peniana. Este procedimento global é realizado por razões de saúde, religiosas ou culturais pouco depois do nascimento, perto da puberdade, ou durante a juventude adulta.

HABILIDADES:

- Injeção de bloco dorsal
- Método de braçadeira Morgen
- Método guilhotina
- Método de braçadeira Gomco
- Método Plastibel
- Circuncisão da manga
- Método de fenda dorsal
- Remoção cirúrgica da pele
- Técnicas de sutura

CARACTERÍSTICAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

GERAL:

- O Kit de Formação de Circuncisão Infantil é um kit completo para todas as necessidades de formação de circuncisão.
- A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH e SIDA (ONUSIDA), e o Centro de Controlo de Doenças (CDC) declaram provas que indicam a circuncisão masculina reduz de forma ignóbil o risco de transmissão do VIH de mulher para homem em mais de 50%.
- Os Formadores de Circuncisão foram desenvolvidos com a assistência de uma das principais escolas médicas do Wisconsin, bem como de profissionais médicos da África do Sul e da Indonésia.

ANATOMIA:

- Os formadores incluem o prepúcio, o pénis da glande, o frenulum, o meato e a ranhura coronal.
- Estes treinadores são feitos com o nosso material macio e realista, que é maleável, delicado, e realista ao toque.
- Estudantes de medicina, médicos e outros profissionais podem aprender, praticar e melhorar as aptidões práticas e realistas para este procedimento delicado sem a preocupação de aprender com um paciente vivo.

FORMAÇÃO PRÁTICA:

- Prática de simulação de injeção de bloco dorsal, separação do revestimento interior do prepúcio (epitélio prepucial) da sua fixação à glande, remoção cirúrgica do prepúcio, e técnicas de sutura.
- Estes formadores podem também ser utilizados para demonstrar o procedimento e praticar as técnicas de pós tratamento aos membros da família. Uma vez que existem diferentes métodos de circuncisão, os treinadores de circuncisão foram concebidos para o método de pinça Mogen, método de pinça guilhotina, método de pinça Gomco, método Plastibell, método de fenda dorsal, método de fórceps guiado, e circuncisão de mangas.

INCLUI:

- 1 Infant torso
- 6 glande com prepúcio ligados
- 1 Scalpel
- de 1 4-1 / 2 in. Micro-forceps
- 1 6in. sonda de precisão
- 1 Iris tesoura de pesquisa
- 1 5 em. Forceps mosquito Halstead retas
- 1 5 em. Curvada Halstead forceps mosquito,
- 1 Ethicon fio de sutura com uma agulha)
- 1 caso Instrumento
- 1 Mala de transporte
- 1 Instruções Manual

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>