

Simulador de cólon com sutura mesentérica

Nº DE PRODUTO: 3377



DESCRIÇÃO:

Para além de uma membrana mucosa e uma túnica muscular, este simulador intestinal com mesentério anexo oferece uma representação particularmente realista das várias camadas intestinais. Desta forma, as incisões, suturas intestinais e várias anastomoses podem ser realizadas em condições realistas. A mucosa da túnica, túnica muscular e mesentério estão opticamente separados um do outro, de modo que a aplicação de várias suturas pode ser treinada.

HABILIDADES:

- Incisões
- Suturas intestinais
- Anastomose

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Reutilizável várias vezes
- Resistentes ao rasgamento e mantêm a sua forma e textura
- Para uma manipulação prática, recomendamos o suporte, pode ser fixada verticalmente ou horizontalmente, conforme necessário.
- Comprimento: ca. 24 cm
- Diâmetro: ca. 2,7 cm
- Camadas:
 - Túnica mucosa
 - Túnica muscular
 - Mesentério

INCLUI:

- 1 Simulador de cólon com sutura mesentérica

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>