

Simulador de auto-exame da mama

Nº DE PRODUTO: 4148



DESCRIÇÃO:

O simulador de auto-exame da mama é um simulador didático e prático para a formação de indivíduos em técnicas de palpação da mama.

O simulador permite que as mulheres pratiquem todas as fases do exame mamário, tanto em posição sentada como em posição supina. Este simulador leve foi concebido com um encosto côncavo que permite a sua colocação contra a doente para facilitar a demonstração ou a prática de técnicas de palpação.

O simulador de auto-exame é fornecido com um guia de instruções e com o American Cancer Society's Guide to Breast Examination.

CARACTERÍSTICAS:

- Cada mama tem anomalias. A mama esquerda tem um pequeno nódulo no quadrante superior externo e um fibroadenoma no quadrante inferior interno. A mama direita tem um nódulo fixo no quadrante superior externo e um quisto cheio de líquido no quadrante inferior interno.
- Foram utilizadas formulações especiais de vinil para criar o aspeto e a sensação mais realistas possíveis.
- Massa mamária fluida realista. Esta massa permite a deslocação do tecido mamário sob palpação quase exatamente como ocorre num paciente vivo.

INCLUI:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Corria ajustável para o pescoço (3 pés de comprimento)
- Corria de cintura ajustável (4 pés de comprimento)



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>