

Simulador de gestão de vias aéreas neonatais

Nº DE PRODUTO: 3063



DESCRIÇÃO:

Este simulador de gestão das vias aéreas neonatais apresenta pontos de referência como a úvula, cordas vocais, glote, epiglote, laringe, laringe, cartilagem aritenoide, traqueia, esófago e pulmões e estômago insufláveis.

Permite a entubação nasal e oral. As cordas vocais são realçadas a branco para facilitar a visualização laringoscópica.

HABILIDADES:

- Entubação oral
- Intubação nasal
- Ventilação
- Exame laringoscópico

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Dimensões: 38 x 25 x 20 cm

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Peso: aprox. 1,2 kg
- Sem látex

INCLUI:

- Treinador de intubação neonatal
- Stand
- Lubrificante
- Saco de transporte