



Simulador facial para infiltraciones ecoguiadas

Nº DE PRODUCTO: 3975



DESCRIÇÃO:

Simulador facial para infiltración apto para ecografía, representa una cabeza humana a escala real para trabajar la colocación de la aguja.

*No permite la infiltración de fluidos, solo para observación de la colocación de la aguja.

HABILIDADES:

- Acceso ecoguiado
- Tratamiento de infiltraciones
- Colocación de aguja para infiltraciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

El simulador de ultrasonidos faciales contiene los siguientes músculos:

- M. frontalis
- M. temporalis
- M. orbicularis oculi
- M. risorius
- M. zygomaticus major & minor
- M. levator labii,
- M. buccinator
- M. levator labii superioris alaeque nasi
- M. orbicularis oris
- M. depressor labii inferioris
- M. mentalis
- M. masseter.

INCLUI:

- Simulador facial para infiltraciones ecoguiadas
- Base

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>