

Simulador de versão externa e manobras Leopold

Nº DE PRODUTO: 4235



DESCRIÇÃO:

Este simulador é uma ferramenta pedagógica 3D única, perfeita para realizar as manobras de Leopold e para demonstrar a palpação do abdómen para determinar a posição, a apresentação e o posicionamento do feto.

HABILIDADES:

- Parto vaginal
- Parto pélvico
- Palpação do abdómen
- Palpação fetal
- Manobra de Leopold
- Massagem do fundo do útero

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Parto assistido (vácuo ou fórceps)
- Tratamento das urgências obstétricas: distócia de ombros, etc.

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Inclui um feto com braços e pernas móveis, nádegas firmes e cabeça com fontanelas anterior e posterior palpáveis.
- O corpo do feto flexe para permitir a demonstração de todas as apresentações e posições.
- O feto e a bacia de vinil incluída repousam na parte abdominal do modelo.
- O abdómen, um tecido almofadado com velcro na base, facilita a visualização e a mudança de posição do feto.
- Inclui uma almofada de gel que proporciona um acolchoamento adicional sobre o feto para uma sensação mais realista e pacotes de gel móveis para simular o líquido amniótico.

INCLUI:

- Simulador de versão externa e manobras de Leopold
- 1 feto com membros flexíveis
- Pélvis
- Almofada de gel
- Bolsas de gel móveis adicionais para simular o líquido amniótico
- Guia prático com sugestões pormenorizadas
- 1 saco de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>