

TREINADOR DE BRAÇOS PARA CONTROLO DE HEMORRAGIA E HEMORRAGIAS

Nº DE PRODUTO: 2771



DESCRIÇÃO:

O nosso antebraço livre com empalação é concebido para primeiros socorros e treino militar e controlo de hemorragias.

Este modelo pode ser personalizado para as suas necessidades específicas.

HABILIDADES:

- Formação em controlo de hemorragia e hemorragia
- Aplicação de torniquete
- Utilização de agentes hemostáticos

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Formação em procedimentos de enfaixamento

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Treinador de antebraços de tamanho natural
- Tubos de hemorragia integrados
- Silicone de grau protético, seguro para a pele
- Peso: 2 kg

CARACTERÍSTICAS:

- É um modelo de mesa livre com linhas de sangue incorporadas. O objecto estranho mantém a hemorragia a um nível mínimo, mas se removido provoca uma hemorragia grave.
- Os ossos são adicionados no braço, mas não são afectados ou partidos.
- Com tubos de hemorragia integrados, concebidos para proporcionar uma hemorragia hemorrágica realista usando uma bomba manual, este formador de tarefas permite aos alunos praticar o controlo da hemorragia usando torniquetes, ligaduras e agentes hemostáticos.
- *Vigilância não incluída

FUNDOS PERSONALIZADOS (escolha uma das seguintes opções):

- Farpa de madeira grande
- Peça de metal
- Tubo metálico
- Grande pedaço de vidro
- Varão de aço a passar
- Uma faca ou lança
- Uma flecha ou flecha de pesca submarina

INCLUI:

- 1 Modelo de braço de silicone livre com linhas de sangue incorporadas
- 1 Cenário de ferida personalizado
- 1 Estojo de armazenamento
- Manual de instruções

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

MODULOS ADICIONAIS:

SANGUE SIMULADO DE VESTUÁRIO (vendido separadamente):

- O simulador de sangue mais realista actualmente disponível! Desenvolvido para treino de socorristas no controlo de hemorragias traumáticas, embalagem de feridas, e o uso de agentes hemostáticos avançados.
- Utilização em conjunto com a nossa dobra Z ou gazes hemostáticas enroladas no treino para criar coágulos realistas.
- O gel concentrado pode ser preparado e armazenado até ser necessário ou facilmente transportado para a área de treino, onde pode ser reconstituído no local.
- O simulador corresponde exactamente à cor, opacidade, e características de fluxo do sangue humano. É não biológico e não perigoso, lavado da pele e vestuário com água e sabão.

GAUZE HEMOSTÁTICO PREENCHIDO em Z (vendido separadamente)

- Utilize esta Gaze Hemostática simulada em conjunto com o nosso sangue simulado para iniciar a coagulação simulada.
- Apenas para fins de treino.
- Cada embalagem contém 3 sacos individuais. Cada saco contém uma tira de gaze de 7,5cm x 3,6m.

GAUZE HEMOSTÁTICO ROLLED (vendido separadamente):

- Utilize esta Gaze Hemostática simulada em conjunto com o nosso sangue simulado para iniciar a coagulação simulada.
- Apenas para fins de treino.
- Cada embalagem contém 3 sacos individuais. Cada saco contém uma tira de gaze de 7,5cm x 3,6m.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>