

Almofada de sutura de parede abdominal de vaca

Nº DE PRODUTO: 3369



DESCRIÇÃO:

Esta almofada de sutura multicamadas oferece a oportunidade de treinar a incisão e o fecho cirúrgico da parede abdominal bovina, tal como é praticada em cesarianas em ruminantes.

Esta almofada de sutura multicamadas consiste na pele e nas diferentes camadas musculares (M. obliquus ext., M. obliquus int. e M. transversus) com as suas respectivas progressões de fibras. É adequado para o corte gradual da parede abdominal, bem como para o fecho das camadas individuais por meio de suturas cirúrgicas ou pinças de pele.

HABILIDADES:

- Praticar incisões, suturas e técnicas cirúrgicas de atadura em condições realistas.
- A demarcação visual e textural entre a pele e o tecido subcutâneo também oferece a oportunidade de praticar a sutura inter-cutânea.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- O simulador de mamilos é também adequado para a prática de ligaduras.

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- A superfície da pele tem uma textura e toque realistas.
- A superfície tipo pele fecha-se após a remoção da sutura e permite uma utilização múltipla.
- O formador tem um suporte que assegura uma fixação segura na mesa com ventosas.
- Resistente ao rasgo
- Mantém a sua forma e textura mesmo após utilização repetida.
- O suporte pode ser utilizado para montar a almofada de injeção na vertical ou na horizontal, conforme necessário.
- Dimensões: 22 x 19 cm
- Espessura: 1,4 cm
- Camadas:
 - Cutis
 - Subcutis
 - M. obliquus ext
 - M. obliquus int.
 - M. Travessa
 - Peritoneu

INCLUI:

- 1 Almofada de sutura de parede abdominal de vaca
- 1 Stand

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>